

Smart Digital-Process Gas Detector

MULTI-795 (O₂, H₂, CO, CH₄, CO₂)

Auto-Suction Type



(주)가스디엔에이 인천광역시 서구 북항로193번길 101(원창동) A동(사무동), B동(생산동) 우편번호 : 22856
Tell: 032)584-7420 Fax: 032)584-7424 E-mail: gasdna@gasdna.com Web: <http://www.gasdna.com>

www.gasdna.com

■ 1. 제품소개	3
1> 제품개요	3
2> 제품특징	3
3> 가스별 사양서	3
4> 제품사양	4
■ 2. 각부의 명칭 및 주요기능	5
1> 명칭 설명	6
2> 단자대 설명	7
■ 3. Display 구성 및 설명	8
1> 워밍업 시간	8
2> 메뉴화면	9
3> 메인화면	10
4> 이벤트 & 데이터 로그	11~13
5> 교정값 설정	14
6> 감지기 설정	15
7> 이더넷 & 시간 설정	16
8> 관리자설정	17~18
■ 4. 외형 치수	19

**Best Detectors,
Best Service**

1. 제품 소개

1> 제품개요

MULTI-795 분석장비는 광학식, TCD, NDIR 사용하여 O₂, H₂, CO, CH₄, CO₂ 가스성분을 측정할 수 있는 장비이다.

BLDC 모터를 사용하여 연속적으로 측정이 가능합니다.

2> 제품특징

- 자동흡입: 마이크로 펌프를 사용하여 연속적으로 측정가능
- 다양한 신호출력: 4-20mA, 1 Step-Relay, RS-485 다양한 출력
- 광학식 센서를 사용하기 때문에 가연성 가스가 있는 곳에서도 사용가능
- 잡가스의 영향을 받지 않기 때문에 다양한 환경에서 산소 농도측정가능
- NDIR 센서를 사용하여 CO, CH₄, CO₂ 가스를 정확하게 측정 가능
- 데이터 LOG USB 백업

3> 가스별 사양서

1. O₂

구분	내용
측정가스	산소(O ₂)
측정방식	광학식
검지범위	0.00 ~ 30.00 %VOL
출력(채널1)	4~20mA, 1 step-Relay contact(Alarm)

2. H₂

구분	내용
측정가스	수소(H ₂)
측정방식	TCD
검지범위	0.000 ~ 30.000 %VOL
출력(채널2)	4~20mA, 1 step-Relay contact(Alarm)

3. CO

구분	내용
측정가스	일산화탄소(CO)
측정방식	NDIR
검지범위	0.00 ~ 30.00 %VOL
출력(채널3)	4~20mA, 1 step-Relay contact(Alarm)

4. CH₄

구분	내용
측정가스	메탄(CH ₄)
측정방식	NDIR
검지범위	0.00 ~ 30.00 %VOL
출력(채널4)	4~20mA, 1 step-Relay contact(Alarm)


5. CO₂

구분	내용
측정가스	이산화탄소(CO ₂)
측정방식	NDIR
검지범위	0.00 ~ 30.00 %VOL
출력(채널5)	4~20mA, 1 step-Relay contact(Alarm)

4> 제품사양

구 분	내 용
측정가스	O ₂ , H ₂ , CO, CH ₄ , CO ₂
측정원리	광학식, TCD, NDIR
측정범위	0.00 ~ 30.00%
응답시간	T90(15초 이내)
검지방식	흡입식(Suction Type)
입력전원	AC 110 ~ 220 V
흡입유량	0.2 리터/min ~ 3 리터/min
정확도	≤ ±0.5% / Full Scale
출력신호	채널1,2,3,4,5 (4-20mA DC/F.S)
디스플레이	7" TFT LED (800 X 480)
경보표시	알람 - LCD 램프 ALARM(RED)
	고장 경보 - LCD 램프 FAULT(RED)
경보값 설정	알람 경보-사용자 임의설정
경보지연시간	0~99초 사용자 임의설정
경보해제	수동 및 자동복귀
경보출력	알람 경보 RELAY CONTACT
작동온도	-10℃ ~ 60℃
작동습도	5 ~ 95%RH (Non-Condensing)
설치방법	탁상형
가스흡입	Female 1/4"
출력옵션	RS-485 통신
USB Host	USB 2.0 (데이터 로그)

2. 각부의 명칭 및 주요기능



1> 명칭설명

1) Cover Case

▷ 내부에 장착된 Sensor,Pump,PCB 보드를 외부의 충격 및 환경 변화로 부터 보호한다.

2) Flow Meter

▷ Sample 가스의 유량을 표시해 준다. BOLL의 위치로 유속을 조절한다.

3) Display(7" TFT 800X480)

▷ 센서에서 측정되는 가스 농도값 및 설정 파라메타를 표시해 준다.

4) USB PORT

▷ DATA LOG BACKUP 전용 USB PORT

5) 모터전원 Switch

▷ 모터 전원 ON/OFF Switch

6) 채널(1~5) Analog Output(4~20mA)



7) RS-485 +외부 DI Input Terminal



8) FAULT,CH1,CH2,CH3 Alarm Terminal



9) CH4,CH5 Alarm Terminal



10) AC 전원 Switch

▷ AC 전원 ON/OFF Switch

11) Sample Gas Inlet


▷ Sample Gas Inlet Port(1/4")

12) Sample Gas Outlet

▷ Sample Gas Outlet Port(1/4")


13) LAN Port(Optional)

2> 단자대 설명



3. Display 구성 및 설명

1> 워밍업 시간



1) Warming up Time 카운터

- ▷부팅시 처음 나타나는 화면입니다.
- ▷장비 워밍업 시간이 0이 되면 메인화면으로 이동합니다


2) 카운터 리셋

- ▷카운트를 강제로 0으로 초기화 시키고 메인화면으로 이동합니다

2) ③ 채널 수 표시

- ▷기기에서 사용중인 채널 수를 표시합니다.

2> 메뉴화면



1) 메인화면

▷ 가스 측정기 메인 디스플레이 화면으로 이동합니다.

2) 교정값 설정

▷ 아날로그 ZERO 및 SPAN을 교정하는 화면으로 이동합니다.

3) 감지기 설정

▷ 감지기에 대한 설정을 변경할 수 있는 화면으로 이동합니다.

4) 이더넷 & 설정

▷ 터치스크린 상태 표시, IP변경, 시간 설정 화면으로 이동합니다.

5) 이벤트 & 데이터 로그

▷ 감지기의 알람이벤트, 농도값 데이터의 확인 및 저장하는 화면으로 이동합니다.

6) 관리자 설정

▷ 관리자 설정화면으로 이동합니다. 비밀번호를 입력하여 해당 화면으로 이동합니다.


▷ 관리자 설정(공통): 비밀번호: 1111

▷ 관리자 설정(채널): 비밀번호: 7420

(주의사항)

관리자 모드에서 데이터 변경시 오동작이 발생할 수 있습니다.
특별한 경우를 제외하고 데이터 변경을 하지 마세요.

3> 메인화면



1) 메뉴화면 이동 버튼

▷ 메뉴화면으로 이동합니다.

2) 감지기 채널 모니터링

- ▷ 채널 별로 가스이름, 농도값, 에러 상태등을 표시합니다.
- ▷ 사용 채널 수 만큼 디스플레이 창이 나타납니다.

3) 알람리셋 버튼

- ▷ 관리자 설정에서 알람리셋 방식을 '수동' 으로 설정했을때 나타납니다.
- ▷ '자동' 으로 설정시 장비에러 상태가 해제되면 자동으로 리셋이 됩니다.

4) 장비 모델명을 표시합니다.

5) 감지기 농도 그래프 표시

- ▷ 각각 감지기 농도값을 최대 스케일 값을 기준하여 비례적으로 표시합니다.
- ▷ 그래프 표시 선택 : 그래프 우측 버튼을 눌러 표시하고자 하는 그래프를 선택합니다.
- ▷ Number of X-axis : 그래프의 시간 축 데이터 개수를 선택합니다. (3 ~ 120개)
- ▷ 데이터 이동 버튼 : 하단의 화살표 버튼을 누르면 이전 또는 다음 데이터를 볼 수 있습니다.




가장 오래되거나 최근 데이터로 이동합니다.



5개 단위로 데이터를 앞 또는 뒤로 이동합니다.

4> 이벤트 & 데이터 로그-2



1) 알람 이벤트 표시

- ▷ 발생 : 알람 발생시 시간을 표시합니다
- ▷ 메시지 : 알람 내용을 표시합니다.
- ▷ 복구 : 알람 복구시 시간을 표시합니다.

2) 데이터 이동 버튼


- ▷ 알람 데이터를 한 줄 또는 페이지 단위로 이동하여 확인합니다.

3) 알람 이벤트 관련 버튼 설명

- ▷ DELETE : 선택된 알람이력을 삭제합니다.
- ▷ DELETE ALL: 전체 알람이력을 삭제합니다.
- ▷ USB 저장: 알람이벤트 이력을 USB메모리에 저장합니다.


< 로그 & 이벤트 데이터 USB 저장시 디렉토리 및 파일명 >

- 로깅중 내부 메모리가 가득차면 USB 에 자동으로 저장됩니다.
- USB에 저장시 CSV파일 형태로 로깅파일이 생성됩니다.
- CSV 파일 하나에 연속된 50,000개의 로깅 데이터가 저장됩니다.
- ※ 로깅 내부 메모리는 1700개가 최대이지만 CSV 파일로 저장시에는 50,000개까지 저장합니다.




-USB 에 저장시 그림과 같이 폴더가 생성됩니다.

< USB 메모리내 로깅, 알람 데이터 폴더 >



- 로깅 폴더 안에 백업이 완료된 파일이 들어있는 백업폴더가 있습니다.
- 'logging.csv' 파일은 현재 로깅데이터가 저장되고 있는 파일입니다.
- 50,000개 데이터가 취득되면, 아래 그림처럼 백업폴더에 'BAK+넘버.CSV' 이름으로 파일이 저장됩니다.
- 알람데이터도 같은 형식으로 저장되며, CSV 파일내 데이터 수량은 512 개 입니다

< 로깅 폴더 >



- 백업 폴더에 로깅파일 기준 50,000개씩 데이터가 저장된 파일들이 순서대로 생성되어 있는걸 확인 할 수 있습니다.

< 백업 폴더 >

5. 교정값 설정




1) 교정할 감지기 채널 선택

▷ 교정하고자 하는 채널을 선택합니다.

2) 선택한 채널의 현재 농도를 표시합니다

3) Zero/Span 교정순서

- ▷ 교정할 값을 입력합니다. (zero 교정은 0값 고정입니다.)
- ▷ '교정하기' 버튼을 입력합니다.
- ▷ 교정을 실행여부를 묻는 창이 나타나며, 확인을 누르면 교정을 실행합니다.
- ▷ 교정 결과가 메시지로 표시됩니다.



6. 감지기 설정




1) 감지기 채널 선택

▷ 설정하고자 하는 채널을 선택합니다.

2) 감지기 설정

- ▷ 최대값 : 센서 최대값을 설정합니다.
- ▷ 알람설정값 : 경보동작의 기준값을 설정합니다.
- ▷ 알람유형 LOW 알람 : 농도값이 알람설정값 이하로 내려가면 알람이 발생합니다.
- ▷ 알람유형 HIGH 알람 : 농도값이 알람설정값 이상으로 올라가면 알람이 발생합니다.
- ▷ 오프셋 : 측정 농도값에 대한 오차범위를 조정합니다.
- ▷ 데드밴드 : 알람 복귀인지에 대한 무효 범위를 설정합니다.
- ▷ 데드타임 : 알람 인지 후 릴레이 출력의 변화가 인지될 때까지의 경과시간을 설정합니다.


7. 이더넷 & 시간 설정



1) 터치스크린 IP 및 메모리 사용량 표시

2) IP설정


- ▷ 버튼을 누르면 윈도우 창이 나타나며 확인을 누르면, 프로그램을 종료하고 터치스크린(HMI) 연결설정 화면으로 이동합니다. ※ 아래그림을 참고하여 변경합니다.



2) 시간설정

- ▷ HMI 시간을 변경합니다.

8. 관리자 설정 (공통)



1) 각 채널 가스이름을 입력합니다.

2) 장비 모델이름을 입력합니다.

3) 가스 감지기 채널 수

▷ 사용할 가스 채널 수를 설정합니다.

4) 워밍업 시간 설정

▷ 전원 투입 후 워밍업 시간을 설정합니다.

5) 알람리셋 방식 선택

▷ 장비 알람시 알람해제 방식을 설정합니다.

8. 관리자 설정(채널)

The screenshot displays the '관리자 설정 (채널)' (Admin Settings - Channel) page. At the top, there is a home icon, the title '관리자 설정 (채널)', and the date/time '2024/12/11 (Wed) 15:10:29'. Below this, there are five channel tabs labeled CH1 through CH5, each with a placeholder 'ABCDEFGHIJKL'. The main content area is divided into several sections:

- 1) 소수점 선택 (Decimal selection):** Five buttons labeled 'XXXXX', 'XXXX.X', 'XXX.XX', 'XX.XXX', and 'X.XXXX'.
- 2) 측정 단위 선택 (Measurement unit selection):** Four buttons labeled '%', '%LEL', 'PPB', and 'PPM'.
- 3) 초기농도값 (Initial concentration value):** A field labeled '위험업 동작시 출력되는 농도값' (Concentration value output when hazardous work starts) with a value of '12345'.
- 4) 최대농도 한계값 (Maximum concentration limit value):** A field labeled '최대 가스농도값 한계값 표시설정' (Maximum gas concentration limit value display setting) with a value of '12345'.
- 5) 체크 제로 검사 설정값 (Zero check setting value):** A field labeled '체크 제로 검사 설정값 (Zero값 설정시 센서출력값 over 에러)' (Zero check setting value (Sensor output value over error when setting Zero value)) with a value of '12345'.
- 6) 체크 스팬 검사 설정값 (Span check setting value):** A field labeled '체크 스팬 검사 설정값 (Span값 설정시 센서출력값 under에러)' (Span check setting value (Sensor output value under error when setting Span value)) with a value of '12345'.
- 7) 샘플링 버퍼수 (Sampling buffer count):** A field labeled '샘플링 버퍼수 만큼 평균값 계산 (범위: 1-50)' (Calculate average value for sampling buffer count (range: 1-50)) with a value of '12345'.
- 8) 샘플링 지연시간 (Sampling delay time):** A field labeled '샘플링 지연시간 (범위: 0.00 - 3.00 sec)' (Sampling delay time (range: 0.00 - 3.00 sec)) with a value of '1.23'.

- 1) 소수점 자릿수를 선택합니다.
- 2) 측정단위를 선택합니다.
- 3) 초기농도값을 설정합니다 .
- 4) 최대농도 한계값을 설정합니다.
- 5) 체크 제로값을 설정합니다
- 6) 체크 스팬값을 설정합니다.
- 7) 샘플링 버퍼수를 설정합니다
- 8) 샘플링 지연시간을 설정합니다

4. 외형 치수

